


FILTERBRILLER



MedicVision

MedicVision Filterprøvesett (nytt)

Filterprøvesett nr 1

- MV 450 gult
- MV 470 gult med litt orange
- MV 500 gult med orange
- MV 511 gul-orange
- MV 527 orange
- MV 550 rødt

Filterprøvesett nr 2

- MV 480-50 brunt
- MV 480-75 brunt
- MV 480-90 mørkebrunt
- MV B a blått
- MV B b blått
- MV B c mørkeblått

MedicVision Filterprøvesett (nytt)


Filterprøvesett nr 3 (supplerende)

- MV 41a svakt rosa
- MV 41b lys rosa
- MV 41c rosa
- MV 41d mørk rosa
- MV 400 svak gul farge
- MV G grønt
- MV 585 Mørkerødt

Alle filterprøvesett


- Kan leveres som clip-on
- Kan leveres som flipers
- Kan leveres I prøveringer

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 400
- Egenskaper:
 - Svak gul farge
 - Filtrerer bort bølgelengder under 400 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 450
- Egenskaper:
 - Gul farge
 - Filtrerer bort bølgelengder under 450 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 470
- Egenskaper:
 - Gul farge med svak orange
 - Filtrerer bort bølgelengder under 470 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 500
- Egenskaper:
 - Gul farge med orange
 - Filtrerer bort bølgelengder under 500 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 511
- Egenskaper:
 - Gul-orange farge
 - Filtrerer bort bølgelengder under 511 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 527
- Egenskaper:
 - Orange farge
 - Filtrerer bort bølgelengder under 527 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 550
- Egenskaper:
 - Rød farge
 - Filtrerer bort bølgelengder under 550 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 585
- Egenskaper:
 - Mørkerød farge
 - Filtrerer bort bølgelengder under 585 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 600
- Egenskaper:
 - Dyp mørke rød farge
 - Filtrerer bort bølgelengder under 600 nm
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV Ba
- Egenskaper:
 - Blå farge
 - Filtrerer bølgelengder mellom 560 til 640 nm
(Demper gult til rødt lys)
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV Bb
- Egenskaper:
 - Blå farge, demper lys mer enn Ba
 - Filtrerer bølgelengder mellom 560 til 640 nm
(Demper gult til rødt lys)
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV Bc
- Egenskaper:
 - Blå farge, demper lys mer enn Bb
 - Filtrerer bølgelengder mellom 560 til 640 nm
(Demper gult til rødt lys)
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV G
- Egenskaper:
 - Grønn farge
 - Demper blått og rødt lys, med den effekten at stress på øynene reduseres
 - UV blokk
 - Kontrastforbering
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 41 a
- Egenskaper:
 - Svak rosa farge med reduksjon av blått lys
 - Brukes ved mye arbeid med skjerm
 - Filtrerer bort bølgelengder under 400 nm
 - UV blokk
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 41 b
- Egenskaper:
 - Lys rosa farge med mer reduksjon av blått lys
 - Brukes ved mye arbeid med skjerm
 - Filtrerer bort bølgelengder under 400 nm
 - UV blokk
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 41 c
- Egenskaper:
 - Rosa farge med god reduksjon av blått lys
 - Brukes ved mye arbeid med skjerm
 - Filtrerer bort bølgelengder under 400 nm
 - UV blokk
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 41 d
- Egenskaper:
 - Rosa farge med høy reduksjon av blått lys
 - Brukes ved mye arbeid med skjerm
 - Filtrerer bort bølgelengder under 400 nm
 - UV blokk
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision




- Bestillingskode: MV 480-50
- Egenskaper:
 - Brun farge med reduksjon av blått lys, med lysdempende effekt på 50%
 - Brukes som alternativ til gule kantfilter fordi mange synes at utseende er bedre
 - UV blokk
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision



- Bestillingskode: MV 480-75
- Egenskaper:
 - Brun farge med stor reduksjon av blått lys, med lysdempende effekt på 75%
 - Brukes som alternativ til gule kantfilter fordi mange synes at utseende er bedre
 - UV blokk
 - Kan leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice

Filterbriller fra MedicVision



- Bestillingskode: MV 480-90
- Egenskaper:
 - Mørke brun farge med kraftig reduksjon av blått lys, og stor lysdempende effekt på 90%
 - Brukes som alternativ til gule kantfilter fordi mange synes at utseende er bedre
 - UV blokk og filtrer blått lys
 - Kan kun leveres med polarisering
 - Filterkurver kan leveres via vår kundeservice